

# Protocol

	SÜRE (DURATION ms)	FREKANS (FREQUENCY Hz)	FLUANS FLUENCE ( J/cm2 )	Pass (Tekrar)	
Kol Altı (Axilla)	40~44(40)	3~5	13~15 (14)	2~3 pass	
Kol (Arm)	44~48 (46)	8~10	15~17 (16)	3~4 pass	
Sakal Kadın (Beard W)	46~50 (48)	2~3	15~18 (16)	2~3 pass	
Sakal Erkek (Beard M)	34~40 (34)	2~3	11~14 (12)	2~3 pass	
Bacak (Leg)	40~46 (44)	8~10	14~16 (15)	3~4 pass	
Bikini Bölgesi (V-Line)	34~40 (36)	3~5	10~14 (12)	2~3 pass	
Alın / Ense (Fore Head)	34~40 (34)	2~3	11~14 (12)	2~3 pass	
Karın / Sırt (Abdomen)	40~46 (42)	8~10	13~15 (14)	2~3 pass	
Toning	30~40 (36)	8~10	12~14 (13)	3~4 pass	
P.D.T	80	5~7	9~12 (10)	2~3 pass	

•Bu belge referans değerler içerir, lütfen duyarlı kullanalım.