

Fotona®
choose perfection



Tek Cihaz, Çoklu Çözümler

StarFormer®

Manyetik Vücut Şekillendirme ve Kas Güçlendirme

STARFORMER®



StarFormer®, Fotona'nın vücut şekillendirmedeki en son yeniliğidir. Bu çığır açan teknoloji, kas kasılmasını uyarmak için manyetik darbe enerjisini kullanır. Sonuç olarak, kaslar güçlenir, tonlanır ve sıkılaşır.

Bu sistem iki farklı tedavi seçeneği sunar:

- **TightWave®**


kas güçlendirme, tonlama ve zayıflamış alanların sıkılaştırılması

- **IntimaWave®**

stres üriner inkontinansı tedavisi için pelvik taban kaslarının güçlendirilmesi

Nasıl Çalışır?

StarFormer®, kas dokularını seçici olarak hedeflemek için manyetik stimülasyon teknolojisini kullanır. Manyetik darbeler zararsız bir şekilde kas katmanlarına nüfuz ederek otomatik olarak kasılmalarına neden olur. Sonuç, artan kas kütesidir.



TIGHTWAVE®


TightWave® vücudun farklı bölgelerini etkili bir şekilde güçlendirmek, şekillendirmek ve sıkılaştırmak için çığır açan bir tedavidir.



- Kalça kasları
- Karın
- Hamstring bölgesi
- Kollar
- Sırt kasları



Tedavi hasta tamamen giyinmiş bir şekilde yatırılarak yapılır. Bir seans genellikle 20 ila 30 dakika sürer ve hastalar tedaviden hemen sonra günlük aktivitelerine dönebilirler.



INTIMAWAVE®

StarFormer® ek olarak pelvik taban kaslarını ve arkasını uyarmak için de kullanılabilir ve her tür erkek veya kadın idrar ve fekal inkontinansını tedavi etmek için iki aplikatör kullanır. Tedavi sırasında hasta tamamen giyinik kalır ve rahat IntimaWave® koltuğuna oturur. Sandalyedeki manyetik aplikatörler, tüm pelvik taban bölgesinde kas kasılmasını uyararak pelvik tabanın gücünü ve dayanıklılığını artırır. Sonuç, kontrolsüz idrar akışının etkili ve uzun süreli iyileştirilmesidir.




Önce



Pelvik taban kasları, mesane kontrolünü etkileyen pelvik organları yetersiz şekilde destekler.

Sonra




Manyetik stimülasyon, pelvik taban kasının güçlenmesini ve normal kontinans fonksiyonunun geri kazanılmasını indükler.

STARFORMER®

Temel Faydalar

- Güvenli, hızlı ve kolay kas güçlendirme
- Non-invaziv
- Sadece birkaç seansta gelişme
- Ayakta tedavi
- Yüksek başarı oranı ve hasta memnuniyeti



Cihaz adı	Fotona StarFormer®
Giriş voltajı:	100-240V AC, 50~60Hz
Güç:	1500 VA
IP koruması:	IPX0
Boyut (W x L x H)	421 mm x 630 mm x 843 mm
Ağırlık:	50 kg
IEC 60601/1 sınıflandırması:	Sınıf I, BF Tipi
MDD 93/42/EEC sınıflandırması:	Sınıf IIa

CE
2265