

TimeWalker™

Laser line

Non-Invaziv Lazer
Cilt Sıkılaştırma

Fotona4D®



ASP
POWERED

New Revolutionary
Adaptive Structured Pulse
Technology

Fotona
choose perfection

TimeWalkerTM

Laser line

Yeni Nesil
Estetik Lazer
Teknolojisi

Er:YAG
(2940 nm)
ve Nd:YAG
(1064 nm)

Önceden
programlanmış
tedavilere anında
erişim

Non-invaziv Facelifting
Tedavilerine Özel Bir Lazer
Kombinasyonu



Özelleştirilmiş
Titanyum
aksesuarları

Patentli Fotona
Optoflex® kolu



PS03X



LAAdaptör



R33-T

- Yüz tedavileri için optimize edilmiş teknoloji: Fotona4D®, SmoothEye ve LipLase
- Özl ASP güç kaynağı, yüz tedavileri için en uygun lazer modlarını sağlar
- Öngörülebilir sonuçlar ile eş dağılımlı tedaviler için Top-Hat ışın profili optiği
- Kablosuz ayak pedalı




- Kullanımı kolay, yönlendirmeli kullanıcı arayüzü

Ameliyatsız doğal görünüm elde edin

Fotona4D®, cildin derin, orta ve yüzeysel bağ yapılarını tedavi eden ve aynı zamanda kusurları hedef alan cilt gençleştirmeye yönelik 4 boyutlu, kapsamlı bir yaklaşımdır:

- Anında tazelik ve sıkılık
- Daha genç bir cilt yapısı
- Tedaviden sonra altı aya kadar devam eden iyileşme
- Cilt kalitesine yapılan bir yatırım




1D Adım 1: SmoothLiftin™




Ablatif olmayan
intraoral
tedavi

2D Adım 2: FRAC3®




Spesifik, derin
kusurların
hedeflenmesi

Looking Facelift or Downtime




Fotona4D®, güvenli, non-invaziv kolajen stimülasyonu sağlamak için Fotona SMOOTH® teknolojisinden başlayarak daha genç ve doğal bir görünüm elde etmek için intraoral ve harici tedavileri benzersiz bir şekilde kombinler.

3D Adım 3: PIANO®



Sıkılaştırmak ve toparlamak için nazik ısıtma

4D Adım 4: SupErECIAL™



Genç bir doku ve parlaklık sağlamak için hafif soyma

Yüzdeki Yaşlanmanın Dört “Boyutunu” Gençleştirmek için 4 Adım


1st Adım SmoothLiftin™ Er:YAG



Endüstride ilk, ablatif olmayan, intraoral tedavide patentli SMOOTH Er:YAG teknolojisinin kullanıldığı TimeWalker; cildin içten dışa rejuvenasyonu sağlayarak cildi sıkılaştırırken, nazolabial kıvrımları, periferik kırışıklıkları ve sarkmaları tedavi eden kontrollü ve nazik bir enerji sistemi sunar.




2nd Adım FRAC3 Nd:YAG



Devrim niteliğindeki FRAC3® teknolojsi, epidermis ve dermiste üç boyutlu fraksiyonel bir patern oluşturarak cilt tipine bakılmaksızın, epidermise hasar vermeden nekolajenezisi ve iyileşme sürecini başlatarak spesifik doku kromoforlarını skin hedefleyerek derin, yaş ile ilgili cilt kusurlarını tedavi eder.




3rd Adım PIANO Nd:YAG



Yeni nesil PIANO modu tepe gücünü azaltırken cilt kusurlarının soğuma süreleriyle eşleşmesi için lazer pals süresini ayarlar. Bu teknoloji, epidermisi gereksiz ısı hasarından korurken dermisteki kusurların güvenli, kontrollü ve hızlı bir şekilde ısıtılmasını sağlar.



4th Adım Light Peel Er:YAG



Bu kapsamlı tedavide son adım, cildin görünümünü iyileştiren, yüzeysel kusurları azaltan ve cilde parlak bir görünüm kazandıran genç doku oluşumunu sağlayan soğuk, hassas ve hatasız bir Er:YAG lazer peeling aşamasıdır.



Fotona4D® Önce & Sonra Hasta Görüntüleri

courtesy of: Ivan Peev, M. D.



courtesy of: Eri International Clinic, Vietnam



courtesy of: A. Gaspar, M. D.



courtesy of: A. Gaspar, M. D.



courtesy of: A. Gaspar, M. D.



courtesy of: H. Shiffman, M. D.




courtesy of: Fernandez, M. D.



Perioküler bölgeyi sıkılaştırmak için non-ablatif Fotona SMOOTH®mod tedavisi

- Cildin esnekliğini, genel yapısını ve hacmini iyileştirir
- Kolajenin yeniden modellenmesini tetikler ve neokolajenezi başlatılır
- Az ya da hiç istirahat süresi
- Nazik, hızlı ve non-invazif
- Güvenli ve kontrollü



Courtesy of Tania Phillips, M.D.



courtesy of: Jolanda Grayling




courtesy of: Pham Huu Nghi, M. D.



courtesy of: Jong-Gu Kim, M. D.

Dolgun dudaklar için enjeksiyonsuz, non-invaziv tedavi

- Dolgun, pürüzsüz dudaklar
- Stimulates collagen remodeling
- Yeni kolajen sentezi başlatır
- İstirahat süresi yok



courtesy of: Jolanda Grayling



courtesy of: H. Shiffman, M. D.



courtesy of: N. Teovska Mitrevska, M. D.

Testimonials

Cilt sıkılaştırmasını destekleyen ağız içi stimülasyon

“Hastalarım sadece %50 değil bütünsel gençleştirici bir tedavi sunabildiğim için çok mutluyum. Diğer tedaviler yalnızca dışarıdan gençleşmeyi sağlar ancak Fotona4D® cilt sıkılaştırma ile hastaların daha genç ve doğal bir görünüm elde etmelerini sağlayabiliyorum.

Çok boyutlu seçim

“Fotona4D® cilt sıkılaştırma doktora yeni ve güçlü bir invaziv olmayan tedavi imkanı sunar. Fotona4D® ile hastalarımızın artık estetik ihtiyaçları için çok boyutlu, güvenli ve etkili tedavi seçenekleri bulunmaktadır. Fotona4D®, sarf malzeme veya istirahat süresi gerektirmeyen rahat ve ağrısız bir tedavi sunar.

— Adrián Gaspar, MD

Doğal görünümlü sonuçlar

“Hastalarım uzun ömürlü, doğal görünümlü sonuçlar verebilmeyi seviyorum. Cilt tonunu ve dokusunu iyileştirip hastalarımın daha genç bir görünüme kavuşmalarını sağlarken, istirahat süresi ve enjektör riskleri olmaksızın cildi sıkılaştırabilir, hacim kazandırabilir ve yeni kolajen oluşumu başlatabilirim. Hastalarım yeni ciltlerinin ‘doğal parıltısı’ndan memnunar!”

— Tania Phillips, MD

“Fotona4D® cilt sıkılaştırma, diğer sistemlerin ve ameliyatlara oldukça zor bir şekilde ele alabilecekleri ağız ve çene etrafındaki gevşeklik sorunlarının üstesinden geliyor. Bu tedavi, istirahat süresi olmaksızın nispeten acısız bir prosedürdür.”

— Hong Tan, MD

“Fotona4D® Lazer Tedavisi, hem yüzün dış kısmını hem de iç ağız boşluğunu tedavi eden sinerjik lazer tedavileri uyguluyor. Ağız içi stimülasyonunun eklenmesiyle, nazolabial ve melomental kıvrımların derinliğini azaltırken cilt sıkılığını ve elastikiyeti arttırdığını gördüm. Fotona4D Cilt Sıkılaştırma, bütünsel bir tedavidir, hem içte hem de dışta! ”

Dünya Standartlarında Eğitim



- Önde gelen uluslararası lazer uzmanlığı liderliğinde
- Canlı demolar ve uygulamalar
- Medikal lazerlerin tüm alanlarını keşfetme imkanı
- Harika bir deneyim paylaşma fırsatı

TimeWalker sisteminizinden en iyi şekilde faydalanmak için, Laser and Health Academy ile koordine edilen uygulama atölyelerimiz, lazerlerimizin uluslararası klinik uzmanlardan uygulamalı eğitimlerini sunmaktadır. Fotona ayrıca, tıbbi lazerler alanındaki diğer önde gelen eğitim yetkilileri ile yakın bir şekilde çalışarak üst düzey bir lazer uzmanı olma yolunda size yardımcı olacak en yüksek seviye eğitim olanaklarını sunar.



www.laserandhealth.com

The Laser and Health Academy

The Laser and Health Academy (LA&HA®), lazer tıbbi alanında araştırma, eğitim ve yayıncılığın tanıtımına adanmış kar amacı gütmeyen bir organizasyondur.

Araştırma: LA&HA®, lazer uygulamalarının geliştirilmesine yönelik projelerde endüstri, tıp uzmanları ve üniversitelerle işbirliği yapmaktadır.

Eğitim: LA&HA®, pratik eğitime odaklanarak sürekli eğitim hizmeti veren bir platform görevi görür. Lazer tekniklerinin ve prosedürlerinin öğretilmesi, deneyimli öğretim görevlileri tarafından çeşitli atölye çalışmaları ve seminerler aracılığıyla gerçekleştirilir.

www.laserandhealth.com/en/journal/

Mühendislik taahhütü
Dünyanın En Yüksek Performanslı, En Dayanıklı Lazerleri
1964'den bu yana

Lazerin icadından yalnızca dört yıl sonra, 1964 yılında kurulan Fotona, yüksek teknoloji lazer sistemlerinin en deneyimli üreticilerinden biridir. Fotona bugün jinekoloji, diş hekimliği, cerrahi ve estetik & dermatoloji alanlarındaki ödüllü, yenilikçi lazer sistemleriyle tanınan bir dünya lideri tıbbi lazer şirketidir. Fotona'nın iş felsefesi, ABD ve AB merkezli olmak üzere Dallas, Texas ve Ljubljana, Slovenya'daki şirket merkezleri ile birlikte tıbbi cihazların maksimum performans ve etkinliğini sağlamak için mükemmeli seçmektir.

Fotona, LLC
2307 Springlake Road
#518
Dallas, TX 75234
USA

Fotona, d. o. o.
Stegne 7
1000 Ljubljana
Slovenia
EU

Fotona GmbH
Hohlbachweg 2
73344 Gruibingen,
Germany
EU

Fotona Beauty Light, (Suzhou)
Medical Devices Co, Ltd.
No 2, Zengfu Road, Guli Town
Changshu City, Jiangsu Province
CHINA, 215515



www.fotona.com

CE
0123